BUND SREPUBLIK DEUTSCHLAND

09/801137

REC'D 23 DEC 1999


WIPO PCT

EP99/7542



4 10

Die AnalytiCon AG Biotechnologie – Pharmazie in Berlin/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung



am 8. Oktober 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole B 01 D und G 01 N der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 28. Oktober 1999

**Deutsches Patent- und Markenamt** 

Der Präsident

Auftrag

Nietied<sup>1</sup>

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



zeichen: <u>198 47 439.3</u>

European Patent Attorneys Berlin - München

GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin

Klaus W. Gulde, Dipl.-Chem.
Jürgen D. Hengelhaupt, Dipl.-Ing.

\*
Dr. Marlene K. Ziebig, Dipl.-Chem.
Dieter A. Dimper, Dipl.-Ing.\*

Lützowplatz 11-13 D-10785 Berlin

Tel.: 030/264 13 30 Fax: 030/264 18 38

e-mail: PatentAttorneys.GHZ@t-online.de Internet: http://www. berlin-patent.net



Unser Zeich./our reference P46597DE-Gu Datum/date Berlin, 08.10.1998

AnalytiCon AG
Biotechnologie - Pharmazie
Tegeler Weg 33
10589 Berlin



Verfahren und Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen

5

# Verfahren und Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen

10

### Beschreibung



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur schnellen flüssigchromato-graphischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 5.

20

25



30

35

Beispielsweise steht in der pharmazeutischen Forschung häufig das Problem aus Substanzgemischen pharmazeutisch aktive Stoffe zu isolieren. So werden Naturstoffextrakte oder auch durch kombinatorische Chemie erzeugte Substanzgemische auf eine mögliche Wirksamkeit getestet. Aus Substanzgemischen die eine Wirksamkeit gezeigt haben, wird dann versucht die Substanzen wirksamen von mit Hilfe aufwendigen Trennverfahren zu isolieren. Danach werden die so isolierten Einzelsubstanzen des Gemisches einem erneuten Wirkungstest unterzogen. Die nun gefundenen wirksamen Einzelsubstanzen werden auf ihre Struktur hin untersucht, um möglicherweise bereits bekannte Wirkstoffe auszuschließen. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daß bei dem Test der Substanzgemische durch Überlagerungseffekte die Wirksamkeit Einzelsubstanzen unterdrückt werden kann und diese so unerkannt bleiben. Ein weiterer Nachteil ist, durch Überlagerungseffekte eine Wirksamkeit vorgetäuscht werden kann und anschließend kostenintensiv vergeblich nach diesen vermeintlichen



Wirkstoffen im Substanzgemisch gesucht Schließlich erfolgt nachteiligerweise der Ausschluß erst bereits bekannter Substanzen nach der Durchführung von mindestens zwei Tests auf Wirksamkeit aufwendigen biologische und nach Isolationsverfahren, was sehr kostspielig ist. Durchführung dieser Tests sind in der Regel große Substanzmengen nötig, d. h., daß Trennungen präparativen Maßstab zu erfolgen haben. Präparative sind aber von den Investitionskosten Anlagen teurer als analytische Anlagen. Ebenso verbrauchen präparative Anlagen zur Trennung erheblich mehr Lösungsmittel und Puffersubstanzen, was ihren Betrieb macht und zusätzlich

20

15

5

10

Erfindung Aufgabe Der liegt die zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur flüssigchromatographischen Trennung, Isolierung Identifizierung von Substanzen im analytischen und semipräparativen Bereich anzubieten, mit denen sich ein Test auf Wirkung von Substanzgemischen erübrigt und es schneller als bisher möglich ist Substanzgemische aufzutrennen, die Einzelsubstanzen zu isolieren und zu identifizieren.

Entsorgungsprobleme und Umweltbelastungen hervorruft.

25



35

Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit den kennzeichnenden Teilen der Ansprüche 1 und 5.

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindung weist verschiedene Vorteile auf. Die Substanzen müssen nicht mehr doppelt, nämlich vorher im Substanzgemisch und nach der Isolierung getestet

aufwendige Erfindungsgemäß kann der und fehlerbehaftete Teil erste kostspielige und zum Substanzgemische entfallen. Wirkungstest der dessen werden nach der kombinierten Isolierung und Identifikation potentiell neue Wirksubstanzen nur weiteren unterzogen. Die bisher übliche Tests kostspielige Bearbeitung bereits bekannter Substanzen Zeitund Kostenaufwand für Der Ermittlung einer neuen Wirksubstanz kann erheblich reduziert werden. Zusätzlich ist Verfahrensweise sicherer, denn die Testergebnisse an unbekannten Einzelsubstanzen sind eindeutig und alle im Gemisch vorhandenen Wirksubstanzen werden auch erfaßt.

5

10

15

20

25

30

35

Substanzgemische werden Die Z11 untersuchenden einer zweistufigen Trennung bearbeitet, dabei können erfindungsgemäße durch die Verschaltung Trennsäulen und Festphasenextraktionssäulen (Auffangmit der Pumpeneinheit in der zweiten säulen) chromatographischen Trennstufe mehrere Fraktionen aus dem ersten Trennungsschritt parallel getrennt werden. Somit arbeitet diese Vorrichtung erheblich schneller und damit kostengünstiger als bekannte zweistufige Vorrichtungen.

Die Identifikation der Einzelsubstanzen erfolgt durch sich bekannten direkten computergesteuerten an Vergleich der von Detektoren gewonnenen Spektren sowie des Retentions-Chromatogrammen und Trennschritt und bereiches aus dem ersten der Retentionszeit aus dem zweiten Trennschritt mit Informationen über bekannte Substanzen in einer Als Datenbank. Detektionsund Identifikations-Ultraviolett-Absorption, prinzipien sind Massen-



5 spektrometrie, Lichtstreuung, Fluoreszenz, Infrarotspektroskopie und Kernspinresonanzspekroskopie möglich. Die Einbeziehung weiterer Identifizierungsparameter wie z. В. Ouelle und Herkunft der Probe ist möglich. Da weniger Tests zur 10 Identifizierung der Substanzen im Gemisch und Ausschluß bereits bekannter Substanzen notwendia sind, kann diese Anlage im analytischen und semipräparativen Maßstab dimensioniert sein. Analytische und semipräparative Anlagen sind in der

15

20

Anschaffung und im Betrieb wesentlich kostengünstiger als die bisher üblichen präparativen Anlagen. Durch den geringeren Lösungsmittel- und Puffersubstanzenverbrauch ist das erfindungsgemäße Verfahren und die Vorrichtung aufgrund geringerer Abfallmengen umweltfreundlich.

Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung und eines Ausführungsbeispieles näher erläutert.

## 25 Es zeigen



35

- Fig. 1 eine schematische Darstellung des Ablaufes des Equilibrierens im ersten Trennschritt und Spülen der Aufgabesäulenbatterie,
- Fig. 2 eine schematische Darstellung des Auftrennens eines Substanzgemisches im ersten Trennschritt und Adsorption von Fraktionen an der ersten Auffangsäulenbatterie,

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Auftrennens eines Substanzgemisches im ersten Trennschritt und Adsorption von Fraktionen an der zweiten Auffangsäulenbatterie, Fig. 4 eine schematische Darstellung des Auftrennens eines Substanzgemisches im ersten Trennschritt und Adsorption von Fraktionen an der dritten Auffangsäulenbatterie,

10 Fig. 5 eine schematische Darstellung der Equilibrierung der Trennsäulenbatterien des zweiten Trennschrittes,



Fig. 6 eine schematische Darstellung einer parallelen Trennung absorbierter Fraktionen im zweiten Trennschritt und

Fig. 7 eine schematische Darstellung des Equilibrierens einer Auffangsäulenbatterie.

20

Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen beispielhaft den Aufbau und das Ablaufschema einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer Trennsäule und drei nachgeordneten Trennlinien.

25



35

Eine Pumpeneinheit 2, die aus drei Pumpen 2.1 bis 2.3 besteht, ist über die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1 und 3.3 sowie dem 3-Wege-2-Positions-Ventil 5.7 mit einer Aufgabesäulenbatterie 6, einer Trennsäule 10, die erste Trennungsstufe und einer Trennstufe, die aus drei parallel betreibbaren Trennlinien besteht, denen jeweils ein 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.5, 3.6 und 3.7 vorgeordnet ist, verbunden. Damit ist es möglich, die mobile Phase in jeder gewünschten Zusammensetzung nacheinander und parallel in alle Bereiche der Vorrichtung zu transportieren.

Jede Trennlinie weist eine Auffangsäulenbatterie 7, 8 und 9 und eine Trennsäulenbatterie 11, 12 und 13 auf. Beispielhaft enthält die Auffangsäulenbatterie 7 die Auffangsäulen 7.1 bis 7.6 und die Trennsäulenbatterie 11 die Trennsäulen 11.1 und 11.2. Die beiden weiteren dargestellten Trennlinien sind identisch aufgebaut. Andere Varianten mit mehr Aufgabesäulen 6.1 bis 6.6 der Aufgabesäulenbatterie 6, mehrerer Trennsäulen 10, mehr als drei Auffangsäulenbatterien 7, 8 und 9 mit jeweils mehr als sechs Auffangsäulen und mehr als drei Trennsäulenbatterien 11, 12 und 13 mit mehr als sechs Trennsäulen pro Batterie sind möglich.

5

10

15

20

25

30

35

Im folgenden wird der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens beispielhaft beschrieben. Substanzgemischproben werden jeweils in einem Lösungsmittel gelöst und mit einem Adsorbenten versetzt. Anschließend wird das Lösungsmittel mittels eines Rotationsverdampfers entfernt, damit die Adsorbenten Probenmaterial belegten rieselfähige Eigenschaften erreichen. Die mit dem Substanzgemisch belegten Adsorbenten werden in die Aufgabesäulen 6.1 bis 6.6 der Aufgabesäulenbatterie 6 verfüllt und in Aufgabesäulenbatterie 6 eingebaut. Die nun folgenden Programmablaufschritte werden über eine Software gesteuert.

1 wird die Trennsäule 10 equilibriert. Gemäß Fig. Parallel dazu wird die Luft aus der Aufgabesäulenbatterie 6 enfernt. Über die Pumpe 2.3, 3-Wege-2-Positions-Ventil 5.7 und über die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.3 3.1 und wird mit Wasser die Luft aus einer der trocken verfüllten Aufgabesäulen 6.1 bis 6.6 entfernt, die als nächstes injiziert werden soll. Gleichzeitg wird über

Pumpe 2.1, die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1 und 3.3 die Trennsäule 10 mit einem geeigneten Laufmittel equilibriert.

In Fig. 2 ist das Auftrennen des Substanzgemisches in der ersten Trennstufe an der Trennsäule 10 und die anschließende Adsorption der Fraktionen in einer Trennlinie mit den Auffangsäulen 7.1 bis 7.6 der Auffangsaulenbatterie / dargestellt.

15

20

25

30

35

10

Wenn die Luft aus einer der Aufgabesäulen 6.1 bis 6.6 entfernt ist, wird das Trennprogramm gestartet. Zunächst werden die 6-Wege-2-Positions-Ventile und 3.5 geschaltet. Über eine Niederdruckventileinheit 1 mit den Niederdruckventilen 1.1 bis 1.3 können die Bestandteile der mobilen Phase mittels der Pumpeneinheit 2 in das System eingegeben werden. Über das Niederdruckventil 1.1 der Pumpe 2.1 und die Pumpe 2.1 wird mobile Phase transportiert, wobei dieses System sowohl isokratisch als auch mit einem Gradienten gefahren werden kann. Über 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.3 und die 7-Wege-6-Positions-Ventile 4.1/4.2 wird die mobile Phase von Pumpe 2.1 auf diejenige Aufgabesäule 6.1 bis geführt, von der Probenmaterial bearbeitet werden soll. Von einer der Aufgabesäulen 6.1 bis 6.6 wird zutrennende Probe auf die Trennsäule überführt. Die aus der Trennsäule 10 austretenden getrennten Probekomponenten gelangen über ein 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.4 und den Detektor 14.1 zu einem T-Stück 17, wo über die Pumpe 2.2 und das 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.1 Wasser der mobilen zugemischt wird. Die Menge des zugemischten Wassers sich dabei nach der Polarität der trennenden Substanzen. Die durch Wasser erhöhte



Auffang-

weiter

zugeordnete

13

5 Polarität mobilen Phase der ermöglicht nun Adsorption auf den Auffangsäulen 7.1 bis 7.6 Auffangsäulenbatterie 7. Über das 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.5 wird zunächst auf die Auffangsäulenbatterie 7 adsorbiert. werden Dabei nacheinander die Auffangsäulen 7.1 10 bis 7.6 mit Fraktionen belegt.

15

20

25

In Fig. 3 ist die Adsorption weiterer Fraktionen an Auffangsäulen 8.1 bis 8.6 den der säulenbatterie 8 dargestellt. Wenn alle Auffangsäulen der Auffangsäulenbatterie 7 mit Fraktionen belegt sind, schalten die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.5 und 3.6 die Auffangsäulenbatterie 8 in den Eluentenstrom. Nun werden nacheinander die Auffangsäulen 8.1 bis 8.6 mit Fraktionen belegt.

In Fig. 4 ist die Adsorption von Fraktionen an die

Auffangsäulen 9.1 bis 9.6 der Auffangsäulenbatterie 9 dargestellt. Wenn alle Auffangsäulen 8.1 bis 8.6 der Auffangsäulenbatterie 8 mit Fraktionen belegt sind, schalten die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.6 und 3.7 die Auffangsäulenbatterie 9 in den Eluentenstrom. Nun werden nacheinander die Auffangsäulen 9.1 bis 9.6 mit Fraktionen belegt. In dem folgenden Ablaufschritt werden parallel die an den drei 8 und 9 adsorbierten Fraktionen säulenbatterien 7,

auf



35

eluiert

aufgetrennt.

und

Trennsäulenbatterien

jeder Trennung werden die Trennsäulenbatterien und 13 equilibriert. In Fig. 5 ist die Equilibrierung der Trennsäulenbatterien 11, 12 und 13 dargestellt. Zur Equilibrierung wird mobile Phase

11,

entsprechend

und



sowie einen Detektor

15.1

möglich.

an

über die Pumpe 2.1 das 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.1 Trennsäulen 11.1 auf die bzw. 11.2 Trennsäulenbatterie 11 geführt. Von dort wird 6-Wege-2-Positions-Ventil mobile Phase über das den Detektor 14.1 und einem Fraktionssammler 15.1 in geführt. Parallel dazu werden die den Abfall Trennsäulen 12.1 und 12.2 der Trennsäulenbatterie über die Pumpe 2.2 die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1 und 3.6 sowie einen Detektor 14.2 und Fraktionssammler 15.2 equilibriert. Ebenso dazu parallel die Trennsäulen 13.1 und 13.2 über die Pumpe 2.3 das 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.7 und das

5.7

14.3 und einen Fraktionssammler 15.3 equilibriert.

15

25

30

35

5

10

20 ist die parallele Trennung der Fig. 6 In Auffangsäulenbatterien 7, und adsorbierten Fraktionen auf den Trennsäulenbatterien 11, 12 und 13 dargestellt. Zur Einleitung des Trennschrittes wird

Zeitsteuerung des Fraktionssammlers

3-Wege-2-Positions-Ventil

mobile Phase über die Pumpe 2.1 der Pumpeneinheit 2 und die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1 und 3.5 auf die Auffangsäulenbatterie 7 geführt. Die eluierte Fraktion aus der Auffangsäulenbatterie 7 (z. B. von Auffangsäule 7.1) wird über das 6-Wege-2-

Positions-Ventil 3.5 zur Trennsäulenbatterie geleitet. Dort kann wahlweise softwaregesteuert eine der Trennsäulen 11.1 oder 11.2 zugeschaltet werden. Die getrennten Komponenten werden dann anschließend über die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.5 und 3.4 zum 14.1 Die Software Detektor geführt. der elektronischen Steuereinheit wertet die Signale mit Hilfe von Peakerkennung aus und lenkt die getrennten Komponenten die entsprechenden Vials in des Fraktionssammlers 15.1. Gleichzeitig ist auch eine

Diese Zeitsteuerung kann automatisch aktiviert werden, wenn kein Peak den Detektor passiert.

Parallel dazu wird mobile Phase über die Pumpe 2.2 und die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1 und 3.6 zur Auffangsäulenbatterie 8 gefördert. Die erste eluierte Fraktion aus der Auffangsäulenbatterie 8 (z. B. von Auffangsäule 8.1) wird über das Positions-Ventil 3.6 zur Trennsäulenbatterie 12 geleitet. Dort kann wahlweise softwaregesteuert eine der Trennsäulen 12.1 oder 12.2 zugeschaltet werden. Die getrennten Komponenten werden zum Detektor 14.2 geführt. Die Software wertet auch hier die Signale mit Hilfe von Peakerkennung aus und lenkt dann die getrennten Komponenten in die entsprechenden Vials Fraktionssammlers 15.2. Auch dieser 15.2 Fraktionssammler kann zeitgesteuert werden. Zeitsteuerung kann automatisch werden, wenn kein Peak den Detektor passiert.

Parallel zu den Abläufen in zwei Trennlinien wird die dritte Trennlinie hinsichtlich der Einleitung des Trennungsschrittes aktiviert. Dazu wird die mobile Phase über Pumpe 2.3 sowie das 3-Wege-2-Positions-Ventil 5.7 und das 6-Wege-2-Positions-Ventil 3.7 zur Auffangsäulenbatterie 9 gefördert. Die erste eluierte Fraktion aus der Auffangsäulenbatterie 9 (z. B. der Auffangsäule 9.1) wird über das Ventil 3.7 zur Trennsäulenbatterie 13 geleitet. Dort kann wahlweise softwaregesteuert eine der Trennsäulen 13.1 oder 13.2 zugeschaltet werden. Die getrennten Komponenten werden zum Detektor 14.3 geführt. Die Steuerung des sich anschließenden Fraktionssammlers 15.3 wie bereits beschrieben. Nachdem die jeweils ersten Fraktionen parallel bearbeitet worden sind, erfolgt



5

10

25

20



5 zur Vorbereitung und der Trennung der nächsten erneut Equilibrierung Trennsäulenbatterien 11, 12 und 13 (vgl. Fig. Anschließend schalten die 7-Wege-6-Positions-Ventile 4.3/4.4, 4.5/4.6und 4.7/4.8 an 10 Auffangsäulenbatterien 7, 8 und 9 weiter, so daß nun die zweiten Fraktionen bearbeitet werden können, wie

in Fig. 6 dargestellt. Diese Vorgänge setzen sich solange fort bis alle Fraktionen bearbeitet worden sind.




20

25

Fig. 7 stellt das Equilibrieren der Auffangsäulen 7.1 bis 7.6 der Auffangsäulenbatterie 7 dar. In diesem Programmablaufschritt werden die Auffangsäulen 7.1 bis 7.6 mit Wasser gespült und so für den nächsten Lauf vorbereitet. Dies erfolgt sequentiell über die Pumpe 2.2, die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 sowie die 7-Wege-6-Positions-Ventile 4.3/4.4 der Auffangsäulenbatterie 7. Das Equilibrieren der Auffangsäulenbatterien 8 und 9 erfolgt analog. Die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.5 und 3.6 geschaltet und über die Pumpe 2.2 die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 sowie die 7-Wege-6-Positionsventile 4.5/4.6 der Auffangsäulenbatterie 8 erfolgt das Equilibrieren Auffangsäulen 8.1 bis 8.6. Anschließend werden die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.6 und 3.7 geschaltet und über die Pumpe 2.2 die 6-Wege-2-Positions-Ventile 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 sowie die 7-Wege-6-Positionsventile 4.7/4.8 der Auffangsäulenbatterie 9 erfolgt das Equilibrieren der Auffangsäulen 9.1 bis 9.6. Nach diesem Programmablauf werden die 7-Wege-6-Positions-Ventile 4.1/4.2 der Aufgabebatterie 6 auf die nächste Aufgabesäule (z. B. 6.2) geschaltet und der gesamte Programmablauf beginnt von

30



5 (Ablaufschritt 1: Equilibrieren der Trennsäule 10 und Entlüften der Aufgabesäule 6.2, dargestellt in Fig. 1 usw.)

Nach Bearbeitung dieser zweiten Probe kann die Aufgabesäule 6.3 in den Eluentenstrom folgende werden. abgearbeitete geschaltet Da bereits Probeaufgabesäulen jederzeit durch neue ersetzt werden können, ist ein kontinuierlicher Betrieb mit einer unbegrenzten Anzahl von Proben möglich.



20

25

10

Während des ersten und zweiten Trennschrittes werden 14.1, 14.2 und 14.3 über die Detektoren Retentionsdaten Spektren Chromatogramme, und gesammelt, direkt in einem Rechner verarbeitet und mit den Daten bekannter Substanzen verglichen. Somit bereits online bekannte lassen sich Substanzen identifizieren aussortieren. Ιm Zweifelsfall und können noch weitere Daten, die offline nach Trennung und Isolierung gewonnen werden, zur Identifikation herangezogen werden.



5

Verfahren und Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen

10

#### Patentansprüche

20

15

1. Verfahren zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung und Identifizierung
von Substanzen
dadurch gekennzeichnet, daß
Substanzgemische in einer softwaregesteuerten
schnellen flüssigchromatographischen Zweistufentrennung in der ersten Stufe vorgetrennt und in
der zweiten Stufe die vorgetrennten und in

25

Auffangsäulen abgelegten Fraktionen in mindestens zwei Trennlinien parallel fein aufgetrennt, die fein aufgetrennten Fraktionen parallel identifiziert und parallel isoliert werden.

30

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der ersten Trennstufe die Vortrennung von Substanzgemischen nacheinander und in der zweiten Stufe die Feintrennung nacheinander und/oder parallel erfolgt.

35

40

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Detektor (14.1) sowohl nach der ersten Trennstufe als auch nach der zweiten Trennstufe genutzt wird.



5 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die in den Trennlinien aufgetrennten und isolierten Substanzen einer weiteren Reinigungsprozedur insbesondere einer adsorptiven Reinigung unterzogen werden.

15

20

25

30

- 5. Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatischen Trennung und Identifikation von Substanzen bestehend aus mehreren Trenn- und Auffangsäulen sowie Aufgabesystemen Detektoren-Fraktionssammler, deren Zusammenwirken über eine zentrale Steuereinheit steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einer Trennsäule (10) mehrere parallele flüssigchromatographische Trennlinien, aus je einer Kombination von Trennsäulenbatterien (11, 12, 13) mit Auffangsäulenbatterien (7, 8, 9), Detektoreinheiten (14)und Fraktioniersammlereinheiten (15),nachgeordnet sind, Pumpeneinheit (2) bestehend aus drei Pumpen (2.1, 2.2, 2.3) zur Förderung der mobilen Phase sowohl der Trennsäule (10)als auch mit den Trennlinien funktionell verbunden ist softwaremäßig schaltbare Mehrwegeventile zwischen den einzelnen Funktionseinheiten angeordnet sind.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß

  vor jeder Trennlinie je ein Mehrwegeventil (3.5, 3.6, 3.7) angeordnet ist.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
  dadurch gekennzeichnet, daß
  den Trennlinien nachgeschaltet weitere Auffangsäulen angeordnet sind.

5

# Verfahren und Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen

10

## Bezugszeichenliste

| 1   | Niederdruckventileinheit  |
|-----|---------------------------|
| 1.1 | Niederdruckventil         |
| 1.2 | Niederdruckventil         |
| 1.3 | Niederdruckventil         |
| 2   | Pumpeneinheit             |
| 2.1 | Pumpe                     |
| 2.2 | Pumpe                     |
| 2.3 | Pumpe                     |
| 3   | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.1 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.3 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.4 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.5 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.6 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 3.7 | 6-Wege-2-Positions-Venti  |
| 4   | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.1 | 7-Wege-6-Positions-Venti  |
| 4.2 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.3 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.4 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.5 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.6 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 4.7 | 7-Wege-6-Positions-Ventil |
| 1 0 | 7-Waga-6-Pagitions-Vantil |





- 5 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.1 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.2 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.3 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.4 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.5 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.6 3-Wege-2-Positions-Ventil
- 5.7 3-Wege-2-Positions-Ventil

## 6 Aufgabesäulenbatterie

- 7.1 Aufgabesäule
- 7.2 Aufgabesäule
- 7.3 Aufgabesäule
- 7.4 Aufgabesäule
- 7.5 Aufgabesäule
- 7.6 Aufgabesäule
- 7 Auffangsäulenbatterie
- 7.1 Auffangsäule
- 7.2 Auffangsäule
- 7.3 Auffangsäule
- 7.4 Auffangsäule
- 7.5 Auffangsäule
- 7.6 Auffangsäule
- 8 Auffangsäulenbatterie
- 8.1 Auffangsäule
- 8.2 Auffangsäule
- 8.3 Auffangsäule
- 8.4 Auffangsäule
- 8.5 Auffangsäule
- 8.6 Auffangsäule
- 9 Auffangsäulenbatterie
- 9.1 Auffangsäulen
- 9.1 Auffangsäulen
- 9.2 Auffangsäulen
- 9.3 Auffangsäulen
- 9.4 Auffangsäulen
- 9.5 Auffangsäulen











- 9.6 Auffangsäulen
- 10 Trennsäule
- 11 Trennsäulenbatterie
- 11.1 Trennsäule
- 11.2 Trennsäule
- 12 Trennsäulenbatterie
- 12.1 Trennsäule
- 12.2 Trennsäule
- 13 Trennsäulenbatterie
- 13.1 Trennsäule
- 13.2 Trennsäule
- 14 Detektoren
- 14.1 Detektor
- 14.2 Detektor
- 14.3 Detektor
- 15 Fraktionssammler
- 15.1 Fraktionssammler
- 15.2 Fraktionssammler
- 15.3 Fraktionssammler
- 16 Abfall
- 16.1 Abfall
- 16.2 Abfall
- 17 T-Stück






















Verfahren und Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung von Substanzen

5

15

20

30

## Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur schnellen flüssigchromatographischen
Trennung von Substanzgemischen und Identifizierung

von Substanzen.

Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur flüssigchromatographischen Trennung, Isolierung und Identifizierung von Substanzen im analytischen und semipräparativen Bereich anzubieten, mit denen sich ein Test auf Wirkung von Substanzgemischen erübrigt und schneller als bisher möglich Substanzgemische aufzutrennen, die Einzelsubstanzen zu isolieren und zu identifizieren.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit einem Verfahren und einer Vorrichtung, bei denen Substanzgemische in softwaregesteuerten schnellen flüssigchromatographischen Zweistufentrennung in der ersten Stufe vorgetrennt und in der zweiten Stufe vorgetrennten und in Auffangsäulen abgelegten Fraktionen in mindestens zwei Trennlinien parallel fein aufgetrennt, die fein aufgetrennten Fraktionen parallel identifiziert und parallel isoliert werden

(Fig. 1).

